

Synergy H1

Emily Chiang

Product Application Manager

Cell Analysis Division

Agilent Technologies Taiwan Ltd., formerly BioTek

emily.chiang@agilent.com






Microplate Reader and Absorbance

微量盤分析儀與吸光值

比爾定律 Beer's law

當光穿透樣品溶液時，光的吸收度(A)與吸收係數(ϵ)、光徑長(l)、濃度(c)三者均呈正比： $A = \epsilon l c$




原本光入射線強度 I_0 ，穿透光線強度變為 I_1 ，此時光的穿透度為T (Transmittance)
定義光的被吸收度A

$$A = -\log T = -\log \frac{I_1}{I_0}$$

OD值 Optical Density

每種物質有其特定的吸收波長

一物質在某特定波長及固定距離下對於該光源的吸收值



濃度計算範例

$$A = \epsilon l c$$

利用分光光度計在260 nm直接定量

若OD(吸光值) = 0.8 , 已知 ϵ (常數) = 0.02 mg/ml l (光徑) = 1 cm


公式 $A = \epsilon l c$

因此 $0.8 = 0.02 \times 1 \times c$

$C = 0.8 \times 50 \mu\text{g/ml} = 40 \mu\text{g/ml}$


ELISA檢測原理

- 專一性抗原抗體反應，依據反應物顯色深淺進行定性或定量分析




偵測方式


- 吸收光
- 螢光
- 冷光



Absorbance
吸收光





Fluorescence
螢光



Luminescence
冷光


螢光原理與應用



Unit : **RFU** (Relative Fluorescence Units)

螢光原理與應用


- **Excitation 激發光**
 - 光源激發螢光分子
- **Emission 散射光**
 - 螢光分子產生散射光
- **儀器偵測的是?**
 - Emission激發光的數值
- **Bandpass?**
 - 波長可通過的範圍
- **460/40代表?**
 - 440~480 nm範圍可通過濾鏡




Synergy H1




微量盤類型




偵測模組




Quadruple Grating Optical Architecture




吸收光偵測路徑




螢光偵測路徑




冷光偵測路徑



震盪功能




溫度控制: 溫度梯度防止水氣凝結





Fluorescence Polarization 偏極化螢光

- **Small Molecule (up to 1 kDa)**



- **Large Complex (large proteins...)**



$$P = \frac{I1 - I2}{I1 + I2}$$



Filter


Polarizer

TRF 時差式螢光

Time-Resolved Fluorescence

Binding Arm

- Isothiocyanate (ITC)
- Iodoacetamido (IA)
- Amino
- Dichlorotriazine (DTA)




Chelate

- N1 (DTTA)
- DTPA
- W2014
- W1024
- W8044
- W14016

Sc														
Y														
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

TRF 時差式螢光

Time-Resolved Fluorescence




- ✓ Filter
- ✓ Monochromator

Background fluorescence is very low due to the time delay between excitation and plate reading


FRET 螢光共振能量傳遞

Fluorescence Resonance Energy Transfer

No Interaction




Interaction



Other Compatible Acceptors
Other QDs

Spectral Properties




- ✓ Filter
- ✓ Monochromator

EXAMPLE APPLICATION

- Detection of proteases


分注器



Number of Injectors:	2
Supported labware:	6- to 384-well microplates, Petri and cell culture dishes
Volume range:	5 – 1000 μ L in 1 μ L increments
Dead volume:	<1.1 ml with back flush (Synergy and Cytation) <1.65 mL with back flush (Lionheart FX)
Dispense accuracy:	+1 μ L or 2%
Dispense precision:	<2% at 50 - 200 μ L




氣體控制器



Take3 超微量定量偵測盤



Take3 超微量定量偵測盤



應用

- ELISA
- Toxicity & drug screening
- Protein quantitation
- Nucleic acid quantitation
- Chemical measurements
- Cell viability, proliferation & death
- Gene expression

儀器規格

- 吸收光: 230 - 999 nm
- 螢冷光: 濾鏡式 或 全波長式 250-700nm
- 0 - 4.0 OD
- 溫度控制
- 震盪功能


Gen5 分析軟體



Gen5 軟體功能


- 盤型
- 設定波長、溫度、震盪
- Plate Layout: 樣本佈局
- Data Reduction: 讀值運算及標準曲線
- 匯出報告

Gen5 軟體功能



- Experiment
- Protocol

Gen5 軟體功能



Gen5 軟體功能

Read Step

Step Label: <default> Full Plate

Wavelengths: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ Wavelength Switching per Well

Read Speed: Normal Edit

☐ Pathlength Correction Edit

吸收光

Read Step

Step Label: <default> Full Plate

Wavelengths: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4

Excitation:

Emission:

Optics Position: Top Top Top

Gain:

☐ Wavelength Switching per Well

Read Speed: Normal Edit

Time resolved options: Edit

Read Height: 7.00 mm Auto-Adjust...

螢光

Read Step

Step Label: <default>

Wavelengths: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Excitation:

Emission:

Optics Position:

Gain:

☐ Wavelength Switching per Well

Integration Time: 0:01.00 MM:SS.ss Edit

Read Height: 1.00 mm Auto-Adjust...

冷光

Gen5 軟體功能

Temperature Step

☐ Incubator Off

☒ Incubator On

Temperature: °C

☒ Preheat before continuing with next step

OK Cancel Help

設定溫度

Shake Step

Shake Mode:

Duration: MM:SS

☐ Continuous Shake

Linear Frequency: Slower Faster


Orbital Speed: ☒ Slow ☐ Fast

OK Cancel Help

設定震盪


Gen5 軟體功能 Dispense Module Control

設定步驟之前到 System > Instrument Control > Synergy H1>Initialize



Gen5 軟體功能 Dispense Module Control

按下 Prime 之前先放好 Tip priming trough 和 Priming Plate



Gen5 軟體功能 Dispense Module Control

Procedure - Synergy H1 (Com1) X

Select steps

Actions

Read

Set Temperature

Shake

Dispense

Kinetic

Start Kinetic

Monitor Well

Append Reads

Pause

Delay

Plate Out/In

Stop/Resume

Process Mode

Well Mode

Plate Mode

Other

Comment

Options


Plate Type: 96 WELL PLATE ☐ Use lid

☐ Cuvette


Select wells: ☒ Per step ☐ At runtime

Description	Comments	
Dispense Step Dispenser: 1 Vertical Full Plate ☐ Aligned dispense Tip Prime Priming: None Volume: 10 μL Dispense Volume: 15 μL Rate: 250 μL/sec OK Cancel Help		

Gen5 軟體功能



Gen5 軟體功能



Gen5 軟體功能

Plate Layout

Select a Well ID in the list on the left, then assign to the matrix.

Add... Delete

- <Empty>
- BLK (x2)
- STD (x10)
 - 0 (x2)
 - 10 (x2)
 - 25 (x2)
 - 50 (x2)
 - 100 (x2)
- Sample
 - SPL1 (x2)
 - SPL2 (x2)
 - SPL3 (x2)
 - SPL4 (x2)
 - SPL5 (x2)
 - SPL6 (x2)
 - SPL7 (x2)
 - SPL8 (x2)
 - SPL9 (x2)
 - SPL10 (x2)
 - SPL11 (x2)
 - SPL12 (x2)
 - SPL13 (x2)
 - SPL14 (x2)
 - SPL15 (x2)
 - SPL16 (x2)
 - SPL17 (x2)
 - SPL18 (x2)
 - SPL19 (x2)
 - SPL20 (x2)
 - SPL21 (x2)
 - SPL22 (x2)
 - SPL23 (x2)
 - SPL24 (x2)
 - SPL25 (x2)
 - SPL26 (x2)
 - SPL27 (x2)
 - SPL28 (x2)
 - SPL29 (x2)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BLK	STD1 0	STD2 10	STD3 25	STD4 50	STD5 100	SPL1	SPL2	SPL3	SPL4	SPL5	SPL6
B	BLK	STD1 0	STD2 10	STD3 25	STD4 50	STD5 100	SPL1	SPL2	SPL3	SPL4	SPL5	SPL6
C	SPL7	SPL8	SPL9	SPL10	SPL11	SPL12	SPL13	SPL14	SPL15	SPL16	SPL17	SPL18
D	SPL7	SPL8	SPL9	SPL10	SPL11	SPL12	SPL13	SPL14	SPL15	SPL16	SPL17	SPL18
E	SPL19	SPL20	SPL21	SPL22	SPL23	SPL24	SPL25	SPL26	SPL27	SPL28	SPL29	SPL30
F	SPL19	SPL20	SPL21	SPL22	SPL23	SPL24	SPL25	SPL26	SPL27	SPL28	SPL29	SPL30
G	SPL31	SPL32	SPL33	SPL34	SPL35	SPL36	SPL37	SPL38	SPL39	SPL40	SPL41	SPL42
H	SPL31	SPL32	SPL33	SPL34	SPL35	SPL36	SPL37	SPL38	SPL39	SPL40	SPL41	SPL42

Serial Assignment

Replicates: 1


☐ Next

☐ Auto Select Next ID


Import Export Undo Print

OK Cancel Help


Gen5 軟體功能




Gen5 軟體功能




Gen5 軟體功能: 光譜掃描




Gen5 軟體功能: 孔域掃描




Gen5 軟體功能: Kinetic



Gen5 軟體功能: Kinetic




Gen5 軟體功能: 匯出報告




Synergy HTX




微量盤類型




偵測模組




吸收光偵測路徑




螢光偵測路徑





冷光偵測路徑



震盪功能



溫度控制: 溫度梯度防止水氣凝結




產品比較

	Synergy H1	Synergy HTX	Synergy LX
主要特色			
全波長			
吸收光	•	•	•
螢光	top/bottom		
濾鏡式			
螢光	top	top/bottom	top
冷光	•	•	•
雷射光 Alpha excitation			
標準 Alpha excitation		•	
TRF & TR-FRET	•	(2° mode)	
偏極化螢光	•		
自動化/BioStack 相容性	•	•	
BioSpa™ 8 相容性	•		
雙試劑分注器相容性	•	•	

產品比較

	Synergy H1	Synergy HTX	Synergy LX
產品靈敏度			
Fluorescein - top	monos: 2.5 pM filters: 0.25 pM	5 pM	2 pM
Fluorescein - bottom	4 pM (monos)	5 pM	
ATP - luminescence	10 amol	30 amol/10 amol (lum-only model)	10 amol
Polarization - 1 nM fluorescein	1.2 mP std dev		
Europium	40 fM (filters)		
AlphaScreen		300 amol	
最快讀取速度 96-/384-well plates	11/22	14/26	12/23
產品規格			
Microplate types	1 to 384	1 to 384	1 to 384
氣體控制模組	•		
分注器模組	•	•	
Barcode reader option			
Take3™ Plate 相容性	•	•	•
溫度控制	to 45°C	to 50°C	
抗水氣凝集™	•	•	
螢光頻寬	mono: 16 nm filter: dependent	filter dependent	filter dependent

Gen5 光徑校正



Cuvette spectrophotometer	Microplate reader
Horizontal	Vertical
1 cm	Variable

Gen5 光徑校正

- Water has a peak absorbance at **977 and 900** nm
- Pathlength = $(A977_{\text{well}} - A900_{\text{well}}) / \frac{(A977_{\text{cuvette}} - A900_{\text{cuvette}})}{\text{K-factor}}$
- The K-factor of water is close to **0.18**
- Sample Pathlength (in cm) = $(A977_{\text{well}} - A900_{\text{well}}) / 0.18$
- Concentration = $\frac{\text{OD / Pathlength}}{\text{Corrected OD}} / \text{Extinction coefficient}$

Gen5 光徑校正

Read Type: Endpoint

Read Speed: Normal

Wavelengths

☒ 1 ☐ 2

260

☒ Pathlength Correction

Pathlength Correction Options

Test Wavelength (nm): 977

Reference Wavelength (nm): 900

Method

☒ Constant (absorbance at 1 cm) 0.18

☐ BioCell Location: A1

☐ Cuvette

OK

Cancel

Help

